

BON USAGE DU PRODUIT STROMECTOL® 3 mg ET TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEMENT EN CAS DE GALE



Date :

JOUR 1
...../...../20..

JOUR 8
...../...../20..

Le traitement par Stromectol est réalisé en **2 phases**. Le traitement de l'environnement et du linge doivent se faire en même temps que le traitement.

Le linge du patient qui a été porté dans les **3 jours** précédant (pour les gales **communautaires**) et **8 jours** (pour les gales **hyperkératosiques**) doit être impérativement traité.

En pratique : Suivez bien les étapes 1 à 5 à renouveler

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 1 ^{ère} phase JOUR 1 | Etape ① |  <p>① Utiliser des vêtements propres et changer toute la literie. Matelas et oreillers sont désinfectés avec un détergent-désinfectant. Si housse déchirée, la changer.</p> | |
| | Etape ② | <p><u>L'administration se fait à jeun</u> : il convient de veiller à ce qu'il ne soit pas pris de nourriture pendant 2 heures qui précèdent et qui suivent son alimentation. <u>La posologie</u> recommandée est de 200 µm par kg avec une dose maximale de 18 mg. La posologie est à adapter avec la fonction rénale. Attention la sécurité d'emploi n'a pas été établie chez les enfants de moins de 15 kgs.</p> | |
| | Etape ③ | <p>Traitement de l'environnement</p>  <p>Le matin suivant l'application le traitement, réaliser un bio-nettoyage habituel de la chambre avec le détergent désinfectant.</p>  <p>Changer la literie (draps, couvertures, ...). Nettoyer matelas avec un détergent désinfectant.</p> | <p>Traitement du linge ... Ne pas oublier de traiter les chaussures</p>  <p>Lavage en machine à 60°C pour le linge qui le supporte.</p> <p>Pour les vêtements et le linge qui ne se lavent pas en machine ou qui ne supporte pas les 60°C, les conserver dans un sac plastique fermé</p> <p>Avec acaricide (type A.PAR) Ou Sans acaricide</p>  <p>Maintenir 3 heures avec pulvérisation de l'acaricide dans le sac, puis nettoyer les vêtements pour éliminer la poudre.</p>  <p>Maintenir 3 Jours pour gale communautaire.</p>  <p>Maintenir 8 Jours pour gale hyperkératosique</p> |
| 2 ^{nde} phase JOUR 8 | Recommencer les étapes ① ② et ③ | | |